

TREND BERRY

made



moda

Belleza

maleta preparada

Clave
estilo

*Solución para
las arrugas*

Verano elegante

Bárbara Torrijos

tecnología



AGOSTO

Solución para las arrugas



Skintronics es un láser fraccional no ablativo que rejuvenece la capa superficial de la piel gracias a la entrada de micro-rayos

que actúan estimulando el colágeno y la elastina de la dermis.

Está especialmente diseñado para actuar de forma localizada en

las zonas más conflictivas del rostro, como son las arrugas peri-orbitales (patas de gallo) y peribucales.

Efectos; Eliminación de arrugas superficiales, disminuye la profundidad de arrugas más marcadas, piel suave y rejuvenecida, incremento del colágeno y la elastina.

¿Cómo funciona Skintronics?

Este láser de diodo genera pulsos cortos de micro-rayos en una longitud de onda específica de 1410nm, que penetran en la piel e inciden directamente en uno de sus cromóforos principales: el agua.

El cuerpo pone en marcha los procesos normales de

regeneración de los tejidos, de forma que se consiguen estimular los fibroblastos y aumentar la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico de forma natural con el fin de reparar las estructuras dañadas por el fotoenvejecimiento.

Estos rayos láser crean, además, "micro-canales" en la capa córnea que favorecen la penetración de ingredientes activos de los tratamientos cosméticos posteriores.

Estudios clínicos avalan su eficacia: más del 80% de los integrantes observó una visible reducción de las arrugas y una mejoría significativa en surcos profundos tras 12 semanas de tratamiento.

Paso a paso

1.Limpiamos la zona con una loción para piel sensible a base de tila y manzanilla que ofrece una acción suavizante y refrescante. Secamos bien con un algodón.

2.Aplicamos el gel conductor y Skintronics en la zona a tratar. Los rayos láser crean "micro-canales" en la capa córnea que favorecen la penetración de ingredientes activos que emplearemos en el siguiente paso.

3.Volvemos a limpiar la zona y aplicamos un hidrogel super-hidratante de Ácido Hialurónico Puro de Origen Biotecnológico. Hidrata la piel que se ha quedado ligeramente seca tras el tratamiento y restaura la luminosidad cutánea. Se deja actuar durante 15 minutos.



Crema
Multivitaminas
de My Secret



PURE PERFECTION
PORE REFINER
ANTI-FADING SERUM
COMBINATION & OILY SKIN

Sensilis

Serum
pure Perfection
de Sensilis



Primer
de Urban Decay

Gema Cabañero
Estetica Avanzada
C/Don Ramón de la Cruz 69
Madrid

La Revolución para las arrugas

Las arrugas son unos de los primeros signos de envejecimiento visibles. Si este problema te preocupa ya tienes la solución en tus manos.

